

Guía de limpieza y mantenimiento del equipo CPAP

CPAP Machala · Recomendaciones generales de cuidado

Estas son recomendaciones generales para el cuidado diario de tu equipo. Usa siempre materiales suaves y no abrasivos, y ante cualquier duda revisa el manual específico de tu equipo o consulta con tu médico o especialista en sueño.

1 Mascarilla

DIARIO

Materiales caseros: agua tibia + jabón neutro (o jabón de platos suave, sin perfume ni antibacterial fuerte).

- Retira el cojín/almohadilla de la mascarilla si el modelo lo permite.
- Lava con agua tibia y unas gotas de jabón neutro, frotando suavemente con los dedos.
- Enjuaga muy bien para no dejar residuo de jabón sobre la piel.
- Deja secar al aire, sobre una toalla limpia y lejos del sol directo.

2 Tubo (manguera)

SEMANAL

Materiales caseros: agua tibia + jabón neutro.

- Desconecta el tubo del equipo y de la mascarilla.
- Lava por dentro y por fuera con agua tibia y jabón neutro.
- Enjuaga bien haciendo correr agua limpia por todo el interior.
- Cuélgalo estirado (por ejemplo en una percha) para que escurra y seque por completo antes de volver a usarlo.

3 Humidificador

DIARIO Y SEMANAL

Materiales caseros: agua destilada, jabón neutro y vinagre blanco (opcional, para el sarro).

- Cada día: vacía el agua sobrante y deja secar el depósito. Usa siempre agua destilada, nunca agua de grifo.
- Una vez por semana: lava el depósito con agua tibia y jabón neutro, enjuaga bien y deja secar.
- Si notas sarro o manchas blancas: remoja el depósito en una mezcla de 1 parte de vinagre blanco por 3 partes de agua durante 20 a 30 minutos, luego enjuaga muy bien con agua limpia antes de usarlo de nuevo.

Guía de limpieza y mantenimiento del equipo CPAP

CPAP Machala · Recomendaciones generales de cuidado

4 Filtro de aire

SEGÚN USO

Materiales caseros: ninguno (no se lava con agua salvo que el manual lo indique).

- Revisa el filtro con frecuencia, especialmente si notas polvo acumulado.
- Reemplázalo según lo indique el manual de tu equipo (aproximadamente cada 1-2 meses; con más frecuencia si el ambiente tiene mucho polvo).
- No reutilices filtros desechables una vez desgastados o sucios.

5 Unidad principal (equipo)

SEGÚN NECESITE

Materiales caseros: paño suave ligeramente húmedo.

- Limpia solo la parte exterior con un paño suave humedecido en agua.
- Nunca sumerjas el equipo en agua ni lo laves bajo el grifo.
- Evita alcohol, solventes o productos de limpieza fuertes sobre la carcasa: pueden dañar el plástico.
- Mantenlo en una superficie seca y estable, lejos de polvo excesivo.

Importante: esta guía ofrece recomendaciones generales de limpieza y no reemplaza el manual de tu equipo ni las indicaciones de tu médico o especialista en sueño. Ante cualquier duda sobre el uso, ajuste o mantenimiento de tu equipo, consulta siempre con ellos.