

Guía de limpieza y mantenimiento del equipo CPAP

VitalSueño · Recomendaciones generales de cuidado

Estas son recomendaciones generales para el cuidado diario de tu equipo. Usa siempre materiales suaves y no abrasivos, y ante cualquier duda revisa el manual específico de tu equipo o consulta con tu médico o especialista en sueño.

1

Mascarilla

DIARIO

Materiales caseros: pañito húmedo sin alcohol (rápido, a diario) + agua tibia y jabón neutro (limpieza más profunda, 1-2 veces por semana).

- Diario, rápido: pasa un pañito húmedo sin alcohol (tipo toallita de bebé) por el cojín y déjalo secar un momento antes de usarlo.
- 1-2 veces por semana, más a fondo: retira el cojín/almohadilla si el modelo lo permite y lávalo con agua tibia y unas gotas de jabón neutro, frotando suavemente con los dedos.
- Enjuaga muy bien para no dejar residuo de jabón sobre la piel.
- Deja secar al aire, sobre una toalla limpia y lejos del sol directo.
- Evita productos con alcohol: resecan y pueden agrietar la silicona de la mascarilla con el uso repetido.

2

Tubo (manguera)

SEMANAL

Materiales caseros: agua tibia + jabón neutro.

- Desconecta el tubo del equipo y de la mascarilla.
- Lava por dentro y por fuera con agua tibia y jabón neutro.
- Enjuaga bien haciendo correr agua limpia por todo el interior.
- Cuélgalo estirado (por ejemplo en una percha) para que escurra y seque por completo antes de volver a usarlo.

3

Humidificador

DIARIO Y SEMANAL

Materiales caseros: agua destilada, jabón neutro y vinagre blanco (opcional, para el sarro).

- Cada día: vacía el agua sobrante y deja secar el depósito. Usa siempre agua destilada, nunca agua de grifo.
- Una vez por semana: lava el depósito con agua tibia y jabón neutro, enjuaga bien y deja secar.
- Si notas sarro o manchas blancas: remoja el depósito en una mezcla de 1 parte de vinagre blanco por 3 partes de agua durante 20 a 30 minutos, luego enjuaga muy bien con agua limpia antes de usarlo de nuevo.

Guía de limpieza y mantenimiento del equipo CPAP

VitalSueño · Recomendaciones generales de cuidado

4 Filtro de aire

SEGÚN USO

Materiales caseros: ninguno (no se lava con agua salvo que el manual lo indique).

- Revisa el filtro con frecuencia, especialmente si notas polvo acumulado.
- Reemplázalo según lo indique el manual de tu equipo (aproximadamente cada 1-2 meses; con más frecuencia si el ambiente tiene mucho polvo).
- No reutilices filtros desechables una vez desgastados o sucios.

5 Unidad principal (equipo)

SEGÚN NECESITE

Materiales caseros: paño suave ligeramente húmedo.

- Limpia solo la parte exterior con un paño suave humedecido en agua.
- Nunca sumerjas el equipo en agua ni lo laves bajo el grifo.
- Evita alcohol, solventes o productos de limpieza fuertes sobre la carcasa: pueden dañar el plástico.
- Mantenlo en una superficie seca y estable, lejos de polvo excesivo.

Importante: no manipules ni ajustes los parámetros del dispositivo por tu cuenta: puede ser peligroso para tu salud. Eso lo maneja tu especialista en sueño. Esta guía ofrece solo recomendaciones generales de limpieza y no reemplaza el manual de tu equipo ni las indicaciones de tu especialista.